

croma
For creators of beauty.

saypha®

Produits de
complément à base
d'acide hyaluronique

Information patient



Sommaire

Préserver sa beauté !	4
Le processus naturel du vieillissement	6
Qu'est-ce que saypha® ?	7
Zones d'application de l'acide hyaluronique saypha®	8
Comment fonctionne le traitement esthétique avec saypha®	10
Le traitement esthétique est-il douloureux ?	10
Quels sont les effets secondaires et complications possibles ?	11
Combien de temps les résultats restent-ils visibles ?	12
Y a-t-il des recommandations particulières ?	13
Critères d'exclusion	14
L'expertise en acide hyaluronique	16

Aider
à préserver
sa beauté
malgré
le processus
naturel du
vieillissement !



Préserver sa beauté !

La gamme d'acide hyaluronique saypha® du Laboratoire Croma a été choisie par votre médecin pour :

- ✓ corriger les rides, les plis et les cicatrices
- ✓ rendre les lèvres plus volumineuses et épaisses
- ✓ sculpter et modeler le contour du visage
- ✓ hydrater et repulper la peau
- ✓ améliorer l'élasticité de la zone traitée

Gardez à l'esprit que l'utilisation des produits saypha® peut provoquer des effets indésirables, qui peuvent apparaître immédiatement après l'injection ou après quelques jours. **Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice que votre praticien vous remettra.**



Le processus naturel du vieillissement

La concentration d'acide hyaluronique dans la peau diminue dans le temps en raison du processus naturel du vieillissement et des facteurs environnementaux tels que l'exposition au soleil, la pollution et les radicaux libres.

Notre peau devient plus fine, plus sèche et perd de son élasticité. Les rides et ridules font leur apparition. Le volume diminue et l'harmonie entière du visage change.

Qu'est-ce que saypha®?

Les produits saypha® VOLUME PLUS, saypha® VOLUME avec et sans lidocaine, saypha® FILLER avec et sans lidocaine, saypha® RICH sont des produits de comblement à base d'acide hyaluronique d'origine non animale. Ils sont injectés par un médecin formé à la technique d'injection.

Tolérance dans l'organisme

Bons résultats aux tests de biocompatibilité

Satisfaction du traitement sur le comblement immédiat

90%² des médecins interrogés sont notamment satisfaits par le saypha® VOLUME¹. 95%² des médecins interrogés sont notamment satisfaits par le saypha® FILLER.

Résultats visibles

Dès la fin du traitement, les premiers résultats apparaissent.

Traitement anesthésiant

Grâce à une nouvelle association d'acide hyaluronique et de lidocaine pour saypha® FILLER, VOLUME et VOLUME PLUS avec lidocaine.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Zones d'application de l'acide hyaluronique saypha®

Front¹
saypha® FILLER¹

Zone des tempes
saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

Joues
saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

Rides périorales
saypha® RICH

Volumes des lèvres
saypha® FILLER avec lidocaïne

Menton
saypha® VOLUME PLUS

Sillions nasogéniens
saypha® FILLER
saypha® VOLUME

Plis d'arreture
saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

Demandez
conseil à votre
médecin sur
les injections
d'acide
hyaluronique
saypha®



Comment fonctionne le traitement esthétique avec saypha® ?

Selon votre peau, vos besoins et désirs, le praticien choisira le produit adapté. La procédure dure entre 15 et 30 minutes en moyenne. Vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes généralement immédiatement après.

Les produits de la gamme saypha® sont des dispositifs médicaux de classe III. Ce sont des produits de comblement de rides à visée esthétique. Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée. Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

Le traitement esthétique est-il douloureux ?

En fonction de la zone à traiter et de votre sensibilité, le praticien pourra choisir d'appliquer une crème anesthésiante au préalable et un produit saypha® avec lidocaïne.

Quels sont les effets secondaires et complications possibles ?

Croma Pharma GmbH est un spécialiste de premier plan en acide hyaluronique injectable et applique les normes pour garantir les meilleurs niveaux de qualité et de sécurité.

Gardez à l'esprit que l'utilisation des produits saypha® peut provoquer des effets indésirables, qui peuvent apparaître immédiatement après l'injection ou après quelques jours. Vous pouvez éprouver un certain inconfort post-traitement comme une sensibilité, une rougeur, un gonflement ou des ecchymoses temporaires sur la zone d'injection. Ces symptômes sont généralement légers ou modérés et disparaissent tous seuls en moins de 7 jours. Vous pouvez appliquer une poche de glace pendant un moment sur le site d'injection pour apaiser un gonflement. D'autres effets secondaires ont également déjà été rapportés (liste non exhaustive) :

- un saignement au point d'injection, qui se résorbe spontanément peu après l'injection.
- une douleur ou une décoloration transitoire au point d'injection.
- une inflammation (rougeur, oedème, érythème, etc.) pouvant être associée à des démangeaisons ou à des douleurs au toucher pendant une semaine au plus après l'injection.
- des indurations ou nodules au point d'injection.
- un érythème sans tuméfaction, qui se résorbe en l'espace d'une semaine ou, dans les cas extrêmes, dans un délai maximum de deux mois.

- une hypersensibilité au hyaluronate de sodium.

Dans une étude clinique portant sur des substances similaires, on a observé une mobilité locale du gel injecté, potentiellement due à l'utilisation d'un volume excessif de produit ou d'une technique sous-optimale d'injection.

- un résultat médiocre ou un comblement insuffisant si saypha® n'est pas injecté correctement.

Des cas de nécrose cutanée, d'infection bactérienne, de granulomes, de lésions kystiques et acnéiformes ainsi que d'hypersensibilité ont été rapportés dans la littérature suite à des injections d'acide hyaluronique. Les effets indésirables fortuits les plus graves ayant été rapportés concernent des cas de perte de vision induits par une mauvaise technique d'injection. C'est pourquoi il est important de prendre en compte ces possibles complications.

Informez votre médecin dès que possible si une réaction inflammatoire persistait au-delà d'une semaine ou s'il apparaissait un tout autre effet secondaire.

Combien de temps les résultats restent-ils visibles ?

Les résultats d'un traitement esthétique avec la gamme saypha® ne sont pas permanents. En fonction du produit utilisé, de la zone traitée et des dispositions de votre peau, les résultats varient dans le temps.

Y a-t-il des recommandations particulières ?

Il est impératif de discuter de tous vos risques identifiés en cours avec votre médecin avant toute intervention de sa part.

Les patients sous traitement anticoagulant ou recevant des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire (comme l'aspirine) ne doivent pas être traités sans consulter leur médecin.

Les peaux sensibles peuvent être prétraitées à l'aide d'un anesthésiant local en patch ou en crème. À noter que tout anesthésique est susceptible de provoquer une rougeur ou une hypersensibilité locale.

Après l'injection vous devrez éviter d'appliquer du maquillage pendant une douzaine d'heures. Il est important de ne pas masser la zone traitée et éviter de vous exposer au soleil, aux UV ou à de fortes températures (saunas ou de bains turcs) pendant une semaine. Demandez conseil et recommandations à votre professionnel de santé.

Critères d'exclusion :

Les traitements saypha® ne doivent pas être utilisés chez :

- les patients qui ont tendance à développer des cicatrices hypertrophiques ou cheloides et qui présentent des troubles de la pigmentation.
- les patients présentant des antécédents de maladies autoimmunes ou sous traitement immunitaire.
- les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique, à l'hydrochlorure de lidocaine ou à des anesthésiques locaux de type amide.
- les femmes enceintes ou allaitantes.
- les patients de moins de 18 ans.
- les patients sous anticoagulants ou inhibiteurs de l'agregation plaquettaire (p. ex. ASA) ne doivent pas être traités avec le dispositif sans consultation de leurs médecins traitants. Le dispositif ne doit pas être utilisé dans les zones présentant des réactions cutanées ou des processus inflammatoires et/ou infectieux (p. ex. acné, herpes, etc.). Le dispositif ne doit pas être utilisé en association avec un traitement au laser, un peeling chimique, une dermabrasion ou une mésothérapie.



L'expertise en acide hyaluronique

Sécurité. Efficacité. Fabriqué en Autriche.

- 20 ans d'expertise
- produits de haute qualité
- composants sélectionnés avec le plus grand soin
- origine bio fermentation
- processus de fabrication unique et entièrement automatisé
- notre objectif : apporter un meilleur confort et compatibilité pour le patient

Effet volume cliniquement prouvé³

acide hyaluronique poids moléculaire élevé sur saypha® VOLUME



Plus de

50
millions

de seringues
produites⁴ avec
de l'acide
hyaluronique

⁴depuis 1994.

Sources :

- 1) Les résultats de l'étude s'appliquent également à saypha® VOLUME Lidocaine.
- 2) Études internes sur la satisfaction produits saypha® Injectables FILLER, VOLUME et RICH auprès de professionnels de santé. Mesures réalisées par le biais d'un sondage auprès de 48 médecins pour saypha® FILLER, 42 pour saypha® VOLUME et 39 pour saypha® RICH. Ce sondage portait sur leur satisfaction concernant les produits ainsi que sur la survenue d'effets indésirables. Résultats de Février 2016 - Documents internes.
- 3) Kopera D., Palatin M., Bartsch R., Bartsch K., O'Rourke M., Holler S., Baumgartner R. R. & Prinz M. 2015. Étude ouverte multicentrique non contrôlée conduite pour évaluer l'efficacité et la sécurité du produit Princess® VOLUME dans le traitement des sillons nasogéniens : Biomed Res Int, 2015, 195328. saypha® VOLUME remplace désormais le nom Princess® VOLUME, sur 48 sujets présentant des rides modérées à profondes suivant l'échelle MFWS (Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale). La majorité des sujets étaient des femmes d'âge médian 52 ans. Les sujets ont reçu Princess® VOLUME dans les deux sillons nasogéniens. Le critère d'évaluation principal était un changement absolu dans l'échelle MFWS entre l'inclusion dans l'étude et le jour 180 après traitement. A 180 jours après le traitement, l'amélioration moyenne sur l'échelle MFWS est de 1.309 (+/- 0.37), ce qui correspond à une amélioration significative en comparaison du niveau lors de l'inclusion dans cette étude (p-valeur <0.0001, 2-sided Wilcoxon signed rank test); ainsi le critère d'évaluation principal est donc atteint et l'efficacité clinique démontrée. Les critères d'évaluation secondaires ont inclus le changement dans l'échelle MFWS entre l'inclusion dans l'étude et 30, 90 et 270 jours après traitement; le pourcentage de sujets présentant une amélioration d'au moins 0,5 sur l'échelle MFWS à 30, 90, 180 et 270 jours après traitement; l'amélioration sur l'échelle du GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) à 30, 90, 180 et 270 jours après traitement; la satisfaction des sujets à 30, 90, 180 et 270 jours après traitement. Pour l'évaluation du critère de sécurité, la fréquence et la sévérité des effets secondaires (AES) ont été documentées à chaque visite. 1, 3 et 9 mois après traitement, une diminution significative (p<0.0001) de la sévérité des rides a été observée. Sur l'échelle MFWS, une amélioration de 0,5 en comparaison du niveau d'inclusion dans l'étude pour au moins l'un des sillons nasogéniens a été observé chez tous les sujets et à tous les temps d'évaluation. La satisfaction des sujets était élevée (97.9%) et la plupart des sujets recommanderaient le traitement (93.6%). Les scores GAIS évalués par l'investigateur étaient également élevés (97.9%) et l'apparence des sillons nasogéniens étaient "nettement améliorée" lors de toutes les visites suivant le traitement, démontrant ainsi que tous les critères d'évaluation secondaires ont été également atteints. Princess® VOLUME a été très bien toléré; peu d'effets secondaires ont été reportés, les plus fréquents étant des réactions au site d'injection de sévérité modérée.

4) depuis 1994.

5) zone d'application pour le saypha® RICH ou saypha® VOLUME.

6) Arruda et al., Evaluation of Clinical Safety and Effectiveness of Hyaluronic Acid-based Temporary Dermal Filler Used in Nasolabial Folds 2013 : Basis: Hyaluronic acid-based temporary dermal filler are used in the treatment of facial folds and wrinkles. Objectives: Evaluate the effectiveness and safety of Rennova®, a hyaluronic acid-based filler used in nasolabial folds. Methods: An open label, single-center, phase IV, prospective, observational clinical study, with duration of 360 days, totaling 11 visits. The study included 30 female volunteers, between 30 and 60 years of age, presenting nasolabial folds classified as 3 and 4 according to the Wrinkle Severity Rating Scale and skin phototypes I to V, according to the classification of Fitzpatrick. The effectiveness was subjectively evaluated using the wrinkle severity scale and the Global Aesthetic Improvement Scale and objectively analyzed using photographs and biopsies. The volunteers gave their opinions about the procedure and results in a questionnaire. The safety was evaluated by observing adverse events; pain, discomfort and local sensitivity; tolerability and biopsies. Results: In the beginning of the study, 76% of the volunteers presented moderate wrinkles and 24% severity. At the end, 8% presented severe, 56% moderate and 36% mild wrinkles. The adverse events with positive causal nexus were: local erythema/edema, ecchymosis, hematoma and local pain. They presented mild to moderate intensity, short to medium duration. Conclusions: In relation to the wrinkle severity rating scale and global aesthetic improvement scale, the results were satisfactory ($p < 0.05$). The adverse events with positive causal nexus were temporary and the biopsy did not show any inflammatory process, which demonstrates the product safety.

Fabricant : CROMA Pharma GmbH
CROMA France
24 rue Berbier du Mets
75013 Paris
Tél. : 01.48.42.01.47
E-mail : info@cromapharma.fr

Pour plus d'information :



www.croma.fr

Croma Pharma France